

## Salmonelloses sérologie diagnostic (WIDAL et FELIX)

Code IPT : 203900

Nombre B : 50

Délai Résultat : Jours

### Laboratoire :

Laboratoire de Bactériologie Clinique

### Discipline :

Infections entéro-pathogènes

### Spécimens :

- Spécimen 1 : Sérum
- Volume : 1 mL
- Conservation et acheminement : 1 jour réfrigéré

### Commentaires :

Echantillon non hémolysé et non lipémique

### Technique Analyse :

Latex- agglutination

### Synonymes :