

## Corproculture : recherche de salmonella/shigella

Code IPT : 300300

Nombre B : 125

Délai Résultat : 5 Jours

Laboratoire :

Laboratoire de Contrôle des Eaux et Denrées Alimentaire

Discipline :

Spécimens :

- Spécimen 1 : Selles
- Volume : 50 g
- Conservation et acheminement : 1 h à température ambiante

Commentaires :

Joindre obligatoirement les renseignements cliniques. Collecte des selles dans un flacon de coproculture.

Technique Analyse :

Identification et antibiogramme

Synonymes :